



Mintavételi eszköz:

Celluxcsíkos tárgylemez

Mintavétel menete:

A mintát reggel, közvetlenül ébredés után, mosakodás és WC-használat előtt kell levenni.



1. A celluxcsíkot le kell húzni a tárgylemezről, majd ragasztós felével a széthúzott farpofák közé, a végbélredőkre kell rányomni.
2. A szalagot gyűrődésmentesen a tárgylemezre kell ragasztani. Ügyelni kell arra, hogy a celluxcsík ne lógjon le a tárgylemezről.
3. A megbízható diagnózis felállításához 3 darab, egymást követő napon levett minta szükséges.
4. A mintákon a nevet és a mintavétel dátumát fel kell tüntetni.
5. A mintát minél előbb, de maximum néhány napon belül a laboratóriumba kell juttatni.

